

ECOGRAFÍA GENERAL

COM-IMA-OD-06 V1 2026-08-04

Es de carácter obligatorio que, previo a la realización de cualquier procedimiento de Imágenes Dx el usuario debe firmar del **Consentimiento Informado** Ningún estudio ionizante podrá ser ejecutado por el personal sin la verificación y el soporte firmado de este documento, garantizando así la adherencia a los nuevos requisitos de control de calidad y protección.

ECOGRAFIA ARTICULAR DE PIE

¿QUÉ TRAER EL DIA DE LA CITA?

- Presentar orden médica vigente.
- Autorización del servicio (si aplica).
- Documento de identidad.

INSTRUCCIONES GENERALES

Ecografía Articular de Pie, la preparación es mínima y muy sencilla, enfocada principalmente en despejar la zona para permitir una evaluación detallada de las pequeñas articulaciones, tendones y ligamentos:

Preparación General

Ayuno: No se requiere. Puedes comer, beber líquidos y tomar tus medicamentos de forma habitual.

Vestimenta y Calzado: Asiste con ropa cómoda, como una pantaloneta o un pantalón holgado que se pueda remangar fácilmente hasta la pantorrilla. Usa calzado fácil de retirar, ya que deberás quitarte el zapato y la media del pie afectado antes de iniciar el estudio.

Higiene: Asiste con los pies limpios. No apliques cremas, lociones, aceites ni talcos el día del examen. Estos productos pueden crear una capa sobre la piel que dificulta el paso de las ondas de ultrasonido, restando nitidez a las imágenes.

Consideraciones Especiales

Vendajes o soportes: Si utilizas plantillas ortopédicas, tobilleras o vendajes elásticos removibles, deberás retirarlos justo antes de empezar. Si presentas heridas abiertas o curaciones en el pie, infórmalo al personal antes de ingresar.

Documentación y antecedentes: Presenta tu documento de identidad y la orden médica vigente. Si el estudio se solicita por sospecha de fascitis plantar, neuroma de Morton, esguinces, artritis o traumas, recuerda llevar radiografías u otros estudios previos que te hayas realizado en ese pie.

Durante el Examen

Posición: Permanecerás acostado en la camilla (boca arriba o boca abajo, según la zona del pie a evaluar) o sentado con la planta del pie apoyada firmemente sobre la superficie.

Dinámica del estudio: Se aplicará un gel conductor transparente sobre el pie. El especialista deslizará el transductor de alta resolución y te pedirá que muevas o flexiones los dedos, o que ejerzas una ligera presión para evaluar el comportamiento de las estructuras en tiempo real.

Al terminar, se limpiará el gel de la piel con una toalla de papel y podrás colocarte la media y el calzado para retomar tus actividades diarias de inmediato.